



CGM ANALYTIX



CompuGroup
Medical

SVARSVISNING

Webbaserad modul som kan användas laboratoriernas beställare/kunder för att:

- Se remisser/beställningar
- Se resultat (från produktion och historiska databasen)

Tänt att kunna köras som fristående och mha uthopp från journalsystem Stöd för Klinisk Kemi, Klinisk Mikrobiologi och Klinisk Patologi/Cytologi.

TILLÄGG - SVARSVISNING

Tänkta användningsområden för Svarsvisning är:

- Reservrutin till e-svar till vårdinformationssystem.
 - När EDI eller vårdinformationssystem har driftstörningar.
 - Titta på "egna svar" som hör till den vårdenhet som användaren tillhör
- Svarssätt för mottagningar som inte har e-journal
- Titta på mottagningens egna svar trots att mottagningen har ett vårdinformationssystem med e-journal. Behov att se resultat på analyser som besvaras med papperssvar
- Som ersättning för Faxsvar. Ger möjlighet att fasa ut och ersätta med mer patientsäkert svarssätt.
- Visa svar på patient som gått hos vårdgivare som har annat vårdinformationssystem.

BESKRIVNING

Autentisering av användare sker genom ett externt system (IDP = identity provider) som inte är en del av "Svarsvisning". Fördelen med att använda en IDP är att användare administreras på ett ställe för många system. Finns oftast tillgängligt inom den aktuella organisationen (Ex. regionen).

Med Mina patienter som är den vanligaste tillämpningen när uthopp sker från ett vårdinformationssystem, får


användaren direkt se de patienter som har remisser där provtagningstid är inom det angivna intervallet (default = en månad) och som den inloggade användaren har behörig att se. Därefter kan användaren för den valda patienten med ett enkelt klick ta sig till Remissöversikten på nästa flik, för att få en överblick över de remisser och dess status. Svaren visas som ett traditionellt skrivsvar fast på skärmen, allt för lätt tolkning av resultaten. Utöver Mina patienter går det även att göra direkt sökning på en specifik patient.

NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Svarsvisning ger för användaren en direkt åtkomst till svar från laboratoriets produktion. Utöver de faktiska svaren återges även en status för remisserna vilket ger användare en inblick i hur långt analysprocessen kommit. Svaren återges även på det sätt som laboratoriet vill att de skall presenteras utan att de går genom ett antal mappningar och presentation i ex. ett vårdinformationssystem, som för vissa discipliner har begränsningar i hur svar återges.

SUPPORT OCH UNDERHÅLL

För tillgång till Svarsvisning ges mot en årligen erlagd underhållsavgift.



För mer information eller beställning kontakta oss:

CompuGroup Medical LAB AB

Cirkelgatan 14

781 72 Borlänge

Tel +46 (0) 243 21 76 00

E-mail info.cgmlab.se@cgmlab.se

APRIL 2025