





# CGM ANALYTIX



CompuGroup  
Medical

## UTÖKNINGSFUNKTIONALITET KVALITETSKONTROLL

### TILLÄGG – Utökningsfunktionalitet Mentor/Adept

Mentor/Adept för en förenklad kontrollhantering när laboratorieorganisationen har många instrument av samma typ.

### BESKRIVNING

Mentor/Adept nyttjar befintliga patientprover till kvalitetskontroll av instrument för att jämföra laboratorieorganisationens olika analysinstrument med varandra.

### NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Mentor/Adept minskar användningen av externa kontroller, då de externa kontrollerna endast behöver köras på mentor-instrumentet. Med Mentor/Adept jämförs övriga instrument (adepter) mot mentor-instrumentet.

### SUPPORT OCH UNDERHÅLL

För tillgång till Utökningsfunktionalitet krävs en licensnyckel mot en engångserlagd licens.

För mer information eller beställning kontakta oss:  
CompuGroup Medical LAB AB  
Forskargatan 3  
781 70 Borlänge  
Tel +46 (0) 243 21 76 00  
E-mail [info.cgmlab.se@cgm.com](mailto:info.cgmlab.se@cgm.com)

JULI 2026